

SỞ Y TẾ HÀ TĨNH
TRUNG TÂM Y TẾ
VŨ QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 251/TTYT-KD
Về cung cấp báo giá hoá chất,
vật tư y tế

Vũ Quang, ngày 14 tháng 07 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm y tế Vũ Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư y tế, hoá chất sinh phẩm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế hVũ Quang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ds. Nguyễn Tiến Thực - Trưởng khoa Dược - VT - TTB – Trung tâm y tế huyện Vũ Quang

Số điện thoại: 0948332084

Địa chỉ email: khoaduocbvvtq@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ:

Khoa Dược - VT - TTB – Trung tâm y tế Vũ Quang.

Địa chỉ: TDP 5, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 15 tháng 07 năm 2025 đến trước 17h ngày 25 tháng 07 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 25 tháng 07 năm 2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư, hóa chất kèm tính năng, thông số kỹ thuật, số lượng, đơn vị tính: (Theo danh mục đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp: Trung tâm y tế Vũ Quang;

- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản: Hãng sản xuất, nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản hàng hóa trên đường vận chuyển và cung cấp hàng hóa cho Trung tâm y tế Vũ Quang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 3-5 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng của bên Trung tâm y tế Vũ Quang.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Trung tâm Y tế thanh toán cho hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam bằng chuyển khoản, sau 90 ngày, kể từ ngày công ty cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ đã được quy định.

5. Các thông tin khác: Không có./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Bộ phận truyền thông;
- Lưu: VT, KD./.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Toại

Tên công ty:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Mail:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm y tế Vũ Quang

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm y tế Vũ Quang, chúng tôi (ghi tên địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm như sau:

1. Báo giá hàng hóa:

STT	STT (trong yêu cầu báo giá)	Danh mục vật tư, hóa chất	Tên thương mại	Tính năng, thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT) (VND)	Ghi chú
1										
2										
3										
n										

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng ngày kể từ ngày 25/7/2025

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
- Giá trị của các vật tư, hóa chất nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá;
- Những thông tin trong báo giá là trung thực./.

....., ngày ... tháng năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo văn bản số 25/TTYT-KD ngày 14/07/2025 của Trung tâm Y tế Vũ Quang)

STT	Tên vật tư	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Test thử nước tiểu Cybow-11	Dùng để thử nước tiểu 11 thông số (Uro, Glu, Bil, Ket, SG, Bid, pH, Pro, Nit, Leu, AsA). Dùng cho máy phân tích nước tiểu Cybow Reader 300 của hãng DFI - Hàn Quốc. Tiêu chuẩn ISO 13485	Test	1.000
2	Gạc phẫu thuật 10x10x12 lớp	Kích thước: 10 cm x10cm x 12 lớp Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.	cái	3.000
3	Test nhanh HIV	Độ nhạy tương quan: 100% Độ đặc hiệu tương quan: 99.8% ... Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người. Điều kiện bảo quản: 1~30°C. Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Quy cách : Hộp 30 test	Test	200
4	Giấy siêu âm	Giấy in siêu âm, giấy xenlulo,dạng cuộn, kt: 110mm x 20m	Cuộn	40
5	Bộ dây truyền dịch có kim cánh bướm	Có cổng chữ Y tiếp thuốc. Dây truyền dịch kèm kim hai cánh bướm 23Gx3/4". Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC; Độ dài dây truyền ≥ 1800mm. Buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 14,5ml, có màng lọc dịch ≤ 15µm. Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luôn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 3,5x3,5 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE ; TCVN 6591-4: 2008; tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 Có PKN hàm lượng chất gây sốt đạt tiêu chuẩn ISO 10993-7:2008 (của đơn vị thứ 3) Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2015. Xuất xứ Việt Nam	Cái	2.000
6	Găng Tay Thường	Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, phủ bột ngô chống dính, mềm mại, độ bền cao, chưa tiệt trùng, có thể hấp được ở nhiệt độ lên đến 110°C, sử dụng một lần, thuận cả 2 tay a.Kích thước:- Bề dày: min 0,1mm; - Chiều dài min: 240mm; -Chiều rộng lòng bàn tay: Size S: 89±5mm; Size M: 95±5mm b. Cơ lý tính:- Lực kéo đứt; + Trước lão hóa: > 7,0N; + Sau lão hóa: > 6,0N; - Độ giãn dài khi đứt:+Trước lão hóa: > 650%; + Sau lão hóa: > 550% c. Lỗ thủng: AQL 1.5	Đôi	3.000



7	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng	Các kích cỡ: 6.5, 7.0, 7.5, 8.0. Chất liệu mủ cao su thiên nhiên. Tiệt trùng bằng khí EO. Có phủ bột chống dính, mức bột tối đa 15mg/dm ² . Độ dày ngón tay tối thiểu 0,14mm. Độ dày lòng bàn tay tối thiểu 0,12 mm. Độ dày cổ tay tối thiểu 0,10mm. Độ dài tối thiểu 270mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Đôi	900
8	Bơm Tiêm Nhựa 1ml	Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba vĩa. - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, bơm tiêm đạt khoảng chết $\leq 0.03\text{ml}$, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; 9001:2015	Cái	500
9	Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số	Kim dạng tĩnh mạch có cửa, có cánh, được làm bằng chất liệu FEP . Có đầu bịt an toàn bằng nhựa, ôm lấy đầu kim khi rút ra.Có khả năng lưu kim tới 96h. Có 3 vạch cản quang ở thân catheter. Công nghệ không dùng keo, Có thể sử dụng trong phòng chụp MRI . Có tấm xếp vi lọc cuối chuỗi kim ngăn máu trào ngược. Được tiệt trùng bằng công nghệ EO.	Cái	300
10	Mũ phẫu thuật vô trùng	Mũ trùm đầu vải màu xanh giúp bao tóc bạn lại 1 cách dễ dàng, ngăn chặn bụi, vi khuẩn. - Tạo phong cách cho bạn sự tự tin, thoải mái khi làm việc. - Vật liệu: vải không dệt 100% Polypropylene có tác dụng chống tĩnh điện, kháng tia cực tím, chống ẩm... - Loại: Dây chun có tính đàn hồi tốt tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng - Mũ nón con sâu có thể được sử dụng vào nhiều ngành khác nhau như: công nghiệp phòng sạch, bán dẫn, lĩnh kiện điện tử, công nghiệp thực phẩm...	Cái	1.000
11	Bông y tế thấm nước	Được làm từ 100% bông tự nhiên, khả năng thấm hút cao và nhanh, không gây kích ứng da.. Sản xuất theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, 9001	kg	12
12	Giấy in điện tim 3 cần	Dùng cho máy điện tim 3 cần. Kích thước 60cm x 3	Cuộn	30
13	Kim cánh bướm vô trùng sử dụng một lần các cỡ	Dây được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP, không độc, không gây sốt. Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt.Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; 9001:2015	Cái	1.000

14	Bơm Tiêm Nhựa 5ml	- Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml để thuận tiện cho việc hút thuốc - Pít tông có khóa bẻ gãy dễ hủy, không có ba vĩa. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23G, 25G. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, ISO 14001:2015, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) - Xuất xứ: Việt Nam	Cái	10.000
15	Bơm Tiêm Nhựa 10ml	- Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất $\leq 0,2$ml để thuận tiện cho việc hút thuốc - Pít tông có khóa bẻ gãy dễ hủy, không có ba vĩa. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23G, 25G. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, ISO 14001:2015, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) - Xuất xứ: Việt Nam	Cái	10.800
16	Khay thử xét nghiệm định tính 5 loại ma túy và chất chuyển hóa ma túy (MOP/AMP/THC/COD/HER)	- Xét nghiệm miễn dịch sắc ký dòng bên để phát hiện định tính nhiều loại ma túy, chất chuyển hóa thuốc và rượu ở nồng độ ngưỡng sau trong nước tiểu: MOP 300ng/ml; AMP 500ng/ml; THC 50ng/ml; COD 300ng/ml; HER 10ng/ml. - Thành phần: Chứa các hạt liên kết kháng thể đơn dòng chuột và các liên hợp thuốc -Protein tương ứng. Một kháng thể dễ được sử dụng trong mỗi vạch chứng. - Độ nhạy: 100% - Độ đặc hiệu: 100% - Độ chính xác: AMP: 99.925%; COD: 99.9%; THC: 99.92%; MOP: 99.93%; 6-MAM (Heroin): 99.9% - Phản ứng chéo: Không phản ứng chéo với các hợp chất ở nồng độ 100µg/ml: Acetophenetidin, N-Acetylprocainamide, Acetylsalicylic acid.... Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	Test	300

17	Găng tay khám	Găng tay cao su, có bột, không tiết trùng cỡ M Độ dày: tối thiểu 0,08mm Nồng độ bột: tối đa 10mg/dm ² Chiều dài: tối thiểu 230mm Độ bền kéo: trước khi lão hóa: tối thiểu 18MPa; sau khi lão hóa: tối thiểu 14MPa Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485	Đôi	5.000
18	Găng PT tiết trùng	Găng tay phẫu thuật tiết trùng làm từ cao su thiên nhiên, có bột. Tiêu chuẩn cơ bản: Bề dày: min 0,18mm, Chiều dài: min 280mm, Chiều rộng lòng bàn tay: Size 61/2: 83±5mm, Size 7: 89±5mm, Size 71/2: 95±5mm. Cường lực khi đứt: Trước khi lão hóa: min 12,5N, Sau lão hóa: min 9,5N. Độ giãn đứt: Trước lão hóa: min 700%, Sau lão hóa: min 550%. Tiêu chuẩn cao: Ngoài tiêu chuẩn cơ bản phải đạt: Lượng bột: max 80mg/đôi. Lượng protein: max 200µg/dm ² , mức độ nhiễm tĩnh điện dưới 100V. Tiết trùng bằng khí EO. TCVN ISO 13485: 2017/ ISO 13485/2016, ISO 9001: 2015	Đôi	4.000
19	Băng dính Ugro	Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate. - Số sợi 44x19,5 sợi/cm, lực dính 1,8-5,5 N/cm. - Keo oxide kẽm không dùng dung môi phủ đều, - Lõi nhựa liền cánh bảo vệ. - Nguyên liệu các nước G7. - Được lưu hành tại các nước liên minh Châu Âu. - Tiêu chuẩn CE. ISO 13485.	Cuộn	216
20	Túi camera	Làm từ nhựa nguyên sinh; đã tiết trùng bằng khí EO	Cái	50
21	Kim châm cứu 5cm	Kim châm cứu vô trùng loại dùng 1 lần. Kim đốc thép không gỉ, dẫn điện tốt. 100 cái/túi" - Thân kim: được làm bằng sợi thép y tế không gỉ, - Kim châm cứu dùng một lần là sản phẩm vô trùng Chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất: ISO 13485 hoặc tương đương,	Cái	30.000
22	Test sốt xuất huyết	Định tính kháng thể (IgG và IgM) với virus sốt xuất huyết (Dengue) trong huyết thanh/huyết tương người Thành phần: Kháng thể IgM kháng người ở vùng M, kháng thể IgG/protein A kháng người ở vùng G và protein liên kết ở vùng chứng C Độ nhạy: 97%; Độ đặc hiệu: 98%; Độ chính xác: 99,3% Ngưỡng phát hiện: Nồng độ 1:500 mẫu dương tính với kháng thể IgG/IgM sốt xuất huyết (OD: 0.376) Đọc kết quả sau 15 phút	Test	50
23	Chỉ tiêu tổng hợp số 1	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb (polyglactin 910), phủ Poly(glycolide-co-L-lactide) (30/70) và Calcium Stearate, số 1, dài 90 cm, (duy trì sức căng > 65% sau 14 ngày, tan hoàn toàn 56-70 ngày), kim tròn 1/2c, dài 40 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat. (Chứng nhận FDA tương đương Vicryl, không độc tính, không gây kích ứng)	Sợi	108

24	Chỉ tiêu tổng hợp số 2	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb (polyglactin 910), phủ Poly(glycolide-co-L-lactide) (30/70) và Calcium Stearate, số 2/0, dài 75 cm, (duy trì sức căng > 65% sau 14 ngày, tan hoàn toàn 56-70 ngày), kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat. (Chứng nhận FDA tương đương Vicryl, không độc tính, không gây kích ứng)	Sợi	36
25	Chỉ tiêu tổng hợp số 5	Polyglactin 910, số 5/0 dài 75cm, kim tròn 17mm 1/2C, chỉ phủ Poly (glycolide-co-L- lactide) PGLA (30:70) và calcium stearate. Kim bằng thép không gỉ 301(Cr: 16-18%), bọc Silicon. Độ bền kéo nút thắt hơn 20-50% so với USP. Lực tách kim và chỉ cao hơn 20-60% so với USP. Tiêu chuẩn CE	Sợi	24
26	Chỉ nylon số 3	Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm.Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde	Sợi	96
27	Chỉ nylon số 4	Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp Nylon - 1 kim, đơn sợi, chất liệu polyamide 6 hoặc polyamide 6.6. Đường kính 4/0, dài 75cm, màu đen. Kim làm bằng thép không gỉ martensitic 420 (AISI 420), kim Premium, công nghệ U-filo, phủ silicon, đầu tam giác ngược, dài 19mm, cong 3/8 vòng tròn. Bao sơ cấp đạt về chỉ tiêu hàm lượng kim loại nặng theo chuẩn 91/62/EC Tiệt trùng bằng Ethylene oxyde. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, GMP FDA.	Sợi	48
28	Chỉ nylon số 5	Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm.Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde	Sợi	48
29	Chỉ tiêu tự nhiên số 1	Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen tinh khiết), sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat.Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	Liếp	96
30	Cồn 70 độ	Hàm lượng Etanol ở 20 độ C là 70,7%, Hàm lượng Aldehyd, tính theo mg acetaldehyd/lít cồn 100 độ là 2,25mg/l,Dung dịch trong, không màu đóng trong chai nhựa kín, có mùi cồn đặc trưng.	Lít	100
31	Cồn 90 độ	Hàm lượng Etanol ở 20 độ C là 90,3%, Hàm lượng Aldehyd, tính theo mg acetaldehyd/lít cồn 100 độ là 1,5mg/l, Dung dịch trong, không màu đóng trong chai nhựa kín, có mùi cồn đặc trưng.	Lít	100
32	Parafin rắn	Dùng trong đông y	Kg	50
33	Dầu Parafin	- Dầu paraffin lỏng, không màu, trong suốt, không mùi, không vị và là chất lỏng dưới dạng dầu. - Với độ tinh khiết cao, dầu Paraffin có tính năng tuyệt vời về chống oxy hóa và ổn định hóa học.	Lít	10
34	Cloramin B	Chất bột màu trắng. Thành phần: Sodium N chlorobenzenesulfonamide.	Kg	50
35	Gel điện tim	Gel điện tim phù hợp điện cực máy điện tim, điện não, cho chất lượng hình ảnh siêu âm tuyệt vời, giúp bảo vệ bề mặt đầu dò siêu âm không bị ăn mòn một cách nhanh chóng, không chứa formaldehyde, vô khuẩn, không mẫn cảm da, không gây rát da.	Tuýp	10
36	Lam đầu mờ	Lam kính mỏng 7105,Kích thước: 25.4 x 76.2mm,Độ dày: 1 - 1.2mm	Hộp	10

37	Test đường huyết mao mạch	- Sử dụng Men GOD, Công nghệ cảm biến sinh học, - Que test 8 điện cực bằng bạc, Công nghệ " No coding", - Đóng gói từng test rời, mỗi túi đựng que thử có chứa chất làm khô - Loại bỏ sự ảnh hưởng của Hematocrit - Giới hạn hematocrite (dải HCT) 20-70%. đo chính xác được cho trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai và những người bị chứng thiếu máu - Có dung dịch kiểm chuẩn với 3 mức (thấp, trung bình và cao) - Mỗi que thử chứa các hóa chất phản ứng: Glucose oxidase <25 IU, Mediator <300 µg. - Lượng máu sử dụng rất ít chỉ 0,5 µL - Kết quả chuẩn sau 5 giây, - Cảnh báo hạ đường huyết (hypo warming), - Đánh dấu trước ăn và sau ăn - Độ chính xác $\geq 98.8\%$, kết quả đo nằm trong vòng sai số $\pm 15\%$ với Pp chuẩn YSI plasma theo protocol của EN ISO 15197_2015. - Đạt Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485: 2016, EC. Hạn sử dụng (chưa mở): 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Hạn sử dụng (đã mở): 6 tháng, kể từ ngày mở lọ	Test	150
38	Fuji 9 to	Fuji được sử dụng tốt nhất khi trám xoang loại IX tức là các xoang nhỏ.	Lọ	4
39	Côn giấy số 30	Cone phụ dùng trám bít ống tủy trong điều trị nội nha	Hộp	10
40	Côn giấy số 35	Cone phụ dùng trám bít ống tủy trong điều trị nội nha	Hộp	5
41	ống hút nha khoa	Ống hút nước bọt đầu màu xanh, không rỉ sét, dễ dàng tạo hình. Đầu ống trơn láng mềm mại để tránh hút dính vào mô	Cái	1.000
42	Bond (hàn composite)	Dùng để tăng độ kết dính giữa xi măng hàn răng và răng. Lọ 6g	Lọ	1
43	Calcium hidroxide	Bột Calcium Hydroxide sát trùng dùng trong chữa trị ống tủy. Lọ/10g	Lọ	3
44	Kim tiêm nha khoa	Kim tiêm tê dùng trong nha khoa có thiết kế siêu sắc nét với ba cạnh, giảm thiểu chấn thương cho bệnh nhân. Ống thông cường độ cao khó bị vỡ, ngay cả khi bệnh nhân đột ngột di chuyển Kim tiêm có sẵn cỡ ngắn và dài Phù hợp cho cả gây mê và gây tê tiêm ngấm	Hộp	3
45	Chất diệt tủy (ý)	Diệt tủy Devital 5g	Lọ	2
46	Mũi khoan MANI SL S48	Mũi khoan Mani Ex 24.26.31: FO 25 27 32; Rs 11 21 31; Bc 32 42 43; Br 31 41 46; CR 11 12 21 22; CE 12 13 15 16; TC 11 EF 21EF 12 EF; TR 11 EF 13 EF TF 12 EF 21 EF	Vi	6
47	Mũi khoan mani fo 21	Mũi khoan Mani Ex 24.26.31: FO 25 27 32; Rs 11 21 31; Bc 32 42 43; Br 31 41 46; CR 11 12 21 22; CE 12 13 15 16; TC 11 EF 21EF 12 EF; TR 11 EF 13 EF TF 12 EF 21 EF	Vi	6

48	Mũi khoan mani tr 21-f	Mũi khoan Mani Ex 24.26.31: FO 25 27 32; Rs 11 21 31; Bc 32 42 43; Br 31 41 46; CR 11 12 21 22; CE 12 13 15 16; TC 11 EF 21EF 12 EF; TR 11 EF 13 EF TF 12 EF 21 EF	Vi	6
49	Mũi khoan mani TR 21	Mũi khoan Mani Ex 24.26.31: FO 25 27 32; Rs 11 21 31; Bc 32 42 43; Br 31 41 46; CR 11 12 21 22; CE 12 13 15 16; TC 11 EF 21EF 12 EF; TR 11 EF 13 EF TF 12 EF 21 EF	Vi	6
50	Mũi khoan MANI BR 31	Mũi khoan Mani Ex 24.26.31: FO 25 27 32; Rs 11 21 31; Bc 32 42 43; Br 31 41 46; CR 11 12 21 22; CE 12 13 15 16; TC 11 EF 21EF 12 EF; TR 11 EF 13 EF TF 12 EF 21 EF	Vi	6
51	Mũi khoan MANI BRS45	Mũi khoan Mani Ex 24.26.31: FO 25 27 32; Rs 11 21 31; Bc 32 42 43; Br 31 41 46; CR 11 12 21 22; CE 12 13 15 16; TC 11 EF 21EF 12 EF; TR 11 EF 13 EF TF 12 EF 21 EF	Vi	6
52	Mũi khoan MANI SR12C	Mũi khoan Mani Ex 24.26.31: FO 25 27 32; Rs 11 21 31; Bc 32 42 43; Br 31 41 46; CR 11 12 21 22; CE 12 13 15 16; TC 11 EF 21EF 12 EF; TR 11 EF 13 EF TF 12 EF 21 EF	Vi	6
53	Composite A1,A2,A3/ lỏng	Cao su lấy dấu loại nặng, trùng hợp bình thường. Elite HD+ là một silicone bổ sung kết hợp các tác động của công nghệ nano với khả năng thấm nước cao, do đó đảm bảo lấy dấu hiệu quả trong nhiều trường hợp lâm sàng. Hộp/ 2 ống/ 250ml *Tỷ lệ trộn 1:1 *Tổng thời gian làm việc 5'30" *Thời gian trộn: 2' *Thời gian đông trong miệng 3'30" *Màu cam nhạt"	Tuyp *	15
54	Composite A1, A2, A3 đặc	Cao su lỏng ELite HD+ Light Thành phần bao gồm: 1 tuýp chất nền 90ml, 1 tuýp chất xúc tác 90ml, dạng lỏng, độ bền và chính xác cao. *Tỷ lệ pha trộn 1:1 trộn tay và dùng súng *Tổng thời gian làm việc 5'30" *Thời gian trộn: 2" *Thời gian đông trong miệng 3'30" *Màu xanh da trời	Tuyp *	17
55	Trâm gai các số(15, 20, 25, 30)	Đây là sản phẩm trâm gai nha khoa để lấy tủy răng	Cái	48
56	Fuji 1	Độ nén chịu lực và chịu sự mài mòn cao, đặc biệt lành tính và không gây độc hại cho cơ thể. Vật liệu Fuji không gây kích thích và viêm lợi nên an toàn cho sức khỏe răng miệng, sau khi trám người bệnh ít chịu kích thích như vật liệu amangam. Fuji được sử dụng tốt nhất khi trám xoang loại I tức là các xoang nhỏ.Cement gắn cầu chụp,chốt,mắc cài. Là chất gắn lý tưởng thường để gắn các phục hình kim loại thông dụng, cũng có thể được dùng để trám lót dưới các vật liệu trám. Fuji được sử dụng tốt nhất khi trám xoang loại I tức là các xoang nhỏ	Lọ	3
57	File máy	Sử dụng trong nha khoa	Vi	3
58	Fanta đặc lấy dấu	Cao Su Lấy Dấu Fanta là một dạng Silicon bổ sung kết hợp các tác động của Công nghệ Nano với khả năng thấm nước cao, do đó đảm bảo lấy dấu răng chính xác	Hộp	2
59	Fanta lỏng lấy dấu	Sử dụng trong nha khoa	Hộp	2
60	Fuji plus	Fuji PLUS là xi măng gắn thủy tinh ionomer biến tính dạng nhựa có khả năng gắn kết không gây ứng suất cho các phục hình mào và cầu răng thông thường.	Hộp	1
61	Dầu Xịt tay khoan	Dầu bôi trơn tay khoan có bổ sung cồn giúp làm sạch hiệu quả hơn và kéo dài tuổi thọ tay khoan nha khoa.* Cho tay khoan tốc độ cao và thấp, và mô tơ hơi.* Dầu bôi trơn có chứa lượng cồn cao* Mỗi chai chứa 480 mL	chai	2
62	Nong ống tủy các số	Đây là sản phẩm giữa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy	Hộp	8
63	Dũa ống tủy các số	Đây là sản phẩm giữa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy	Hộp	8
	Tổng: 63 khoản			